



STÉRILISATEUR 60 L
60L STERILIZER



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Grande capacité : 60 l
 Imprimante intégrée dans l'autoclave et connexion USB
 CLASSE B réf. UNI EN 13060
 Résistance intérieure
 Large éventail de cycles à 121° et 134°
 pour stériliser des matériaux poreux ou sous gaine
 Système d'osmose inverse intégré
 Fourni avec porte plateau et 4 plateaux
 Faible consommation d'eau : 3,5 litres par cycle
 Tension d'alimentation : 16A 230 VAC 50Hz - 60 Hz
 Prise Schuko monophasée

Dimensions extérieures / poids :

Hauteur : 820 mm (1600 mm)
 Largeur : 646 mm (680 mm)
 Profondeur : 783 mm (783 mm)
 Poids : 160 kg (205 kg)

Capacité de la chambre :

Volume de la chambre : 59,9 l
 Diamètre / profondeur : 355 mm / 605 mm
 Masse stérilisable libre : 15 kg
 Masse stérilisable sous emballage : 7 kg

STANDARD FEATURES

High throughput – large 60l chamber capacity
 Built-in printer and usb connection
 CLASS B with EN 13060
 Interior resistance
 Wide range of cycles at 121°C and 134°C
 for porous loads and pouches
 Integrated reverse osmosis system
 Supplied with trayholder and 4 trays
 Low water consumption : 3,5 liter per cycle
 Power connection: 16A 230 VAC 50Hz - 60Hz
 Single phase Shuko plug

External dimensions / Weight:


Height: 820mm (1600mm)
 Width: 646 mm (680mm)
 Depth: 783 mm (783mm)
 Weight: 160kg (205 kg)

Chamber capacity:

Chamber volume : 59.9l
 Diameter / Depth : 355mm / 605mm
 Free sterilisable weight : 15kg
 Sterilisable weight in packaging: 7kg


CYCLES DE STÉRILISATION / STERILIZATION CYCLES

134°C classe B




■ Température de stérilisation Sterilization temperature.....	134°C
■ Pression de stérilisation Sterilization pressure.....	2,1 bar
■ Temps de stérilisation Sterilization time.....	5'
■ Temps de séchage Drying time.....	15'
■ Durée du cycle* Cycle time*.....	1h15'

121°C classe B




■ Température de stérilisation Sterilization temperature.....	121°C
■ Pression de stérilisation Sterilization pressure.....	1,1 bar
■ Temps de stérilisation Sterilization time.....	18'
■ Temps de séchage Drying time.....	15'
■ Durée du cycle* Cycle time*.....	1h25'

134°C PRION



■ Température de stérilisation Sterilization temperature.....	134°C
■ Pression de stérilisation Sterilization pressure.....	2,1 bar
■ Temps de stérilisation Sterilization time.....	20'
■ Temps de séchage Drying time.....	15'
■ Durée du cycle* Cycle time*.....	1h35'

134°C classe S



■ Température de stérilisation Sterilization temperature.....	134°C
■ Pression de stérilisation Sterilization pressure.....	2,1 bar
■ Temps de stérilisation Sterilization time.....	5'
■ Temps de séchage Drying time.....	15'
■ Durée du cycle* Cycle time*.....	1h

* Durée totale moyenne du cycle calculée avec chambre
 préchauffée et à pleine charge.
 * Approx. cycle length calculated with warm chamber at full load.



FE-06/13

